

# Geratherm Diffustik



Geratherm<sup>®</sup>  
Respiratory


## Appareil à fonction pulmonaire pour spirométrie et diffusion CO avec statif 3D pratique.

- Concept modulaire, facile à étendre pour des examens complémentaires
- Évaluation automatique de l'acceptabilité et reproductibilité
- Conforme aux directives ATS/ERS

## Caractéristiques techniques


Tests	Spirométrie, débit-volume (PRE-POST), VVM, diffusion de CO (single breath-hold)
Options	Mesure de résistance (Rint/Rocc) Fonction musculaire respiratoire (MIP/MEP)
Capteur de débit	Ergoflow (pneumotachographe réutilisable) +/-16 L/s
Tests de provocation	Disponible en option avec calcul PC20 ou PD20

# Geratherm Diffustik



Le logiciel Blue Cherry extrêmement convivial permet d'effectuer des examens corrects et rapides.

La zone d'échantillonnage de diffusion de CO est réglable, ce qui permet d'étudier même des patients présentant une CV très basse.



Instructions et outils de soutien pour un coaching optimal des patients pendant l'examen.

## Pourquoi Accuramed ?

- Un interlocuteur fixe
- Service local de A à Z
- Analyse claire de vos besoins
- Propositions de prix détaillées
- Livraison, installation, formation
- Conseils et assistance après-vente
- Assistance et entretien techniques
- Tarifs avantageux
- Des solutions sur mesure non limitées à une seule marque
- Nos propres développements matériels et logiciels
- Un partenaire fiable avec plus de 20 ans d'expérience