

# Geratherm Spirostik Blue

Geratherm®  
Respiratory

## Spiromètre sans fil avec capteurs jetables ou réutilisables.

- Compatible avec tous les filtres à fonction pulmonaire courants
- Évaluation automatique de l'acceptabilité et de la reproductibilité
- Conforme aux directives ATS/ERS
- Très facile à utiliser



## Caractéristiques techniques

Tests	Spirométrie, débit-volume (PRE-POST), VVM
Compatibilité	Nécessite un PC, un ordinateur portable ou une tablette Microsoft Windows.
Capteur de débit	Blueflow (jetable ou réutilisable) +/-16 L/s
Tests de provocation	Disponible en option avec calcul PC20 ou PD20

