

RAM

RAM ATHLETE 870C LOOPBAND



Ideaal voor topsporters

- Solide vochtbestendige loopband
- Stand-alone of gekoppeld aan inspannings-ECG
- 0-32 Km/u en 25% helling
- Opties:
 - Auto STOP met lanyard
 - Touchscreen console
 - Switchbox schakeling lopen/fietsen
 - Veiligheidsharnas

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Afmetingen (L-B-H)	252cm – 96cm – 115cm
Gewicht	245 Kg
Loopvlak (L-B)	199cm – 65cm
Max. gewicht van patiënt/sporter	180 Kg
Snelheid	0-32 Km/u (in stappen van 0,1 Km/u)
Hellingshoek	0-25% (in stappen van 0,5%)
Motor	Asynchrone 3 fase 4 PK, AC
Hellingshoekmotor	90 W DC
Interface	RS 232 of USB
Elektrisch certificaat	Conform IEC 60601-1
Display	Optioneel 7" Touch-Screen

ACC URA MED

1 vast contactpersoon

Lokale service van a tot z onder 1 dak

- Heldere analyse van uw behoeften en gedetailleerde prijsvoorstellen
- Levering, installatie, training
- Aftersales advies en ondersteuning
- Technische support en onderhoud

Voordelige tarieven

Oplossingen op maat over verschillende leveranciers heen

Eigen hard- en software ontwikkelingen

Betrouwbare partner met 20+ jaar ervaring



SPRINTEX Z6000 LOOPBAND



Lamellenloopband, voor een realistische loopervaring.

- Medische loopband
- Stand-alone of gekoppeld aan inspannings-ECG
- 0-20 Km/u en 15% helling
- Opties:
 - RS 232 interface
 - Hogere snelheid en hellingshoek

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Afmetingen (L-B-H)	172cm – 86cm – 145cm
Gewicht	220 Kg
Loopvlak (B-L)	60cm – 172cm (nuttig: 60cm – 155cm)
Max. gewicht van patiënt/sporter	160 Kg
Snelheid	0-20 Km/u (in stappen van 0,1 Km/u)
Hellingshoek	0-15% (optioneel 0-20%) (in stappen van 0,5%)
Motor	1,3 KW, AC
Interface	RS 232 (optioneel)
Display	Optioneel 10" Multi-Touch-Breedbeeld met LED achtergrondverlichting

1 vast contactpersoon

Lokale service van a tot z onder 1 dak

- Heldere analyse van uw behoeften en gedetailleerde prijsvoorstellen
- Levering, installatie, training
- Aftersales advies en ondersteuning
- Technische support en onderhoud

Voordelige tarieven

Oplossingen op maat over verschillende leveranciers heen

Eigen hard- en software ontwikkelingen

Betrouwbare partner met 20+ jaar ervaring

