

Lemon Medical Longfunctiefilters



Veilige longfunctietesten dankzij onze filterkits met uitstekende filtereigenschappen. (getest aan 750L/min)

Uitgebreid assortiment:

- Geïntegreerde, ovalen of bijtmondstukken
- Met of zonder neusklem

Technische eigenschappen

Materiaal behuizing	Polypropyleen (PP)
Materiaal membraan	100% Polyester (PE) elektrostatisch
Filteroppervlakte	Ca. 57cm ²
Effectieve dode ruimte	<50 ml

Waarom Accuramed?

- 1 vast contactpersoon
- Lokale service van a tot z onder 1 dak
- Heldere analyse van uw behoeften
- Gedetailleerde prijsvoorstellen
- Levering, installatie, training
- Aftersales advies en ondersteuning
- Technische support en onderhoud
- Voordelige tarieven
- Oplossingen op maat over verschillende leveranciers heen
- Eigen hard- en software ontwikkelingen
- Betrouwbare partner met 20+ jaar ervaring

AeroEclipse Provocatievernevelaars

AeroEclipse

Ademgestuurde vernevelpotjes voor provocatietesten.

- Volledig conform de actuele ERS-richtlijnen en geschikt voor rustademhaling tijdens continue verneveling.
- De medicatie wordt enkel verneveld wanneer de patiënt inademt. Hierdoor wordt de contaminatie van het lokaal tot een minimum herleid.
- Ook beschikbaar met filterkit.

Technische eigenschappen

Vereiste flow	7-8 liter/min
Vereiste werkdruk	50 PSI
Output	2,70 mg/min (voor 16mg/ml)



Waarom Accuramed?

- 1 vast contactpersoon
- Lokale service van a tot z onder 1 dak
- Heldere analyse van uw behoeften
- Gedetailleerde prijsvoorstellen
- Levering, installatie, training
- Aftersales advies en ondersteuning
- Technische support en onderhoud
- Voordelige tarieven
- Oplossingen op maat over verschillende leveranciers heen
- Eigen hard- en software ontwikkelingen
- Betrouwbare partner met 20+ jaar ervaring