

Geratherm PFTstik



Geratherm[®]
Respiratory


Modulair spirometriesysteem met handig 3D-statief.

- Ideaal voor provocatietesten
- Eenvoudig uit te breiden (CO-diffusie, MIP/MEP,...)
- Automatische beoordeling van de aanvaardbaarheid en reproduceerbaarheid
- Conform ATS/ERS-richtlijnen
- Zeer eenvoudig in gebruik

Technische eigenschappen


Testen	Spirometrie, flow-volume (PRE-POST), provocatietesten, MVV
Opties	Weerstandsmeting (Rint/Rocc) Adempierfunctie (MIP/MEP)
Flow sensor	Ergoflow (herbruikbare pneumotachograaf) +/- 16 LS
Provocatietesten	Optioneel beschikbaar met berekening PC20 of PD20.

Geratherm PFTstik



De uiterst gebruiksvriendelijke Blue Cherry software maakt het zeer eenvoudig om correcte en vlotte onderzoeken uit te voeren.

De weergaven en rapporten zijn volledig aanpasbaar.



Ondersteunende instructies en tools voor optimale patiënt coaching tijdens het onderzoek.

Waarom Accuramed?

- 1 vast contactpersoon
- Lokale service van a tot z onder 1 dak
- Heldere analyse van uw behoeften
- Gedetailleerde prijsvoorstellen
- Levering, installatie, training
- Aftersales advies en ondersteuning
- Technische support en onderhoud
- Voordelige tarieven
- Oplossingen op maat over verschillende leveranciers heen
- Eigen hard- en software ontwikkelingen
- Betrouwbare partner met 20+ jaar ervaring